



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLDAM)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

EEG KULLANIM PROSEDÜRÜ

Yürürlük Tarihi:

..... / / 20.....

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı EEG cihazlarının güvenli, standart ve etik kurallara uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür BİLDAM EEG laboratuvarında yürütülen tüm araştırmaları kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

- Teknik personel cihaz hazırlığından sorumludur.
- Araştırmacı etik süreçlerden sorumludur.
- Katılımcı güvenliği önceliklidir.

4. UYGULAMA ADIMLARI

1. Etik kurul onayı kontrol edilir.
2. Katılımcı bilgilendirilmiş onam formu alınır.
3. EEG başlığı steril koşullarda hazırlanır.
4. Elektrot bağlantıları kontrol edilir.
5. Empedans değerleri ölçülür.
6. Test kaydı alınır.
7. Deney protokolü uygulanır.
8. Veriler güvenli şekilde kaydedilir.
9. Kullanım sonrası ekipman temizlenir.

5. GÜVENLİK

- Katılımcı rahatsızlık hissederse deney sonlandırılır.
- Yetkisiz kişiler cihaz kullanamaz.

6. VERİ YÖNETİMİ

EEG verileri anonimleştirilerek güvenli ortamda saklanır.