



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLDAM)

STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ (SOP)

EEG KULLANIM PROSEDÜRÜ

AMAÇ

Bu prosedür EEG cihazlarının güvenli, standart ve tekrarlanabilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu prosedür BİLDAM EEG laboratuvarında yürütülen tüm araştırmaları kapsar.

SORUMLULUKLAR

- Teknik personel cihaz kurulumundan sorumludur.
- Araştırmacı etik kurallara uymaktan sorumludur.
- Katılımcı güvenliği önceliklidir.

UYGULAMA ADIMLARI

1. Katılımcı bilgilendirilmiş onam süreci tamamlanır.
2. EEG başlığı steril koşullarda hazırlanır.
3. Elektrot bağlantıları kontrol edilir.
4. Empedans değerleri uygun seviyeye getirilir.
5. Kayıt öncesi test ölçümü yapılır.
6. Deney protokolü uygulanır.
7. Veri güvenli şekilde kaydedilir.
8. Kullanım sonrası ekipman temizliği yapılır.

ACİL DURUM

Katılımcının rahatsızlık hissetmesi durumunda deney derhal sonlandırılır.

VERİ YÖNETİMİ

EEG kayıtları anonimleştirilerek saklanır.

YÜRÜRLÜK

Bu prosedür BİLDAM Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.