



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLDAM)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

EYE TRACKING KULLANIM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Eye Tracking cihazlarının standart, güvenli ve tekrarlanabilir şekilde kullanılmasını sağlamak.

2. UYGULAMA ADIMLARI

1. Katılımcı bilgilendirilir.
2. Kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir.
3. Göz takip doğruluğu kontrol edilir.
4. Deney protokolü uygulanır.
5. Veri kaydı tamamlanır.
6. Veriler güvenli sunucuya aktarılır.

3. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ortam ışığı kontrol edilmelidir.
- Gözlük kullanımına dikkat edilmelidir.
- Kalibrasyon başarısızsa işlem tekrarlanmalıdır.

4. VERİ GÜVENLİĞİ

Tüm göz hareketi verileri anonimleştirilerek saklanır.