



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**  
**ASPIRASYON KAVANOZLARI TEMİZLİK KONTROL FORMU**



DOKÜMAN KODU: AY.FR.12

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 04

REVİZYON TARİHİ: 27.09.2024

SAYFA NO: 1 / 1

AY / YIL :

	TEMİZLİĞİ YAPAN	İMZA	KONTROL EDEN	İMZA
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

**NOT:**

1. Mobil aspiratör kullanılması durumunda aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir ve her yeni hastada boşaltılıp temizlenmeli / dezenfekte edilmelidir.
2. Kan ve vücut çıktısı varlığında 10000 ppm ile temizlik/dezenfeksiyonu yapılır. (1 LİTRE SUYA 100 CC ÇAMAŞIR SUYU)
3. Kullanılmayan kavanozlar boş ve temiz olmalıdır.