

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: OH.PR.01	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO:01	REVİZYON TARİHİ: 09.10.2024	SAYFA NO: 1 / 2

1.AMAÇ

ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tüm bölümlerin bulaş etkenlerinin çamaşırlar aracılığıyla hastalar arası yayılımını engellemek, çamaşırhane hizmetlerinin güvenli ve temiz bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu prosedür tüm temizlik personelini kapsar.

3.SORUMLULAR

Bu prosedür uygulanmasından temizlik personeli, denetlenmesinden enfeksiyon kontrol hemşiresi ve müdür sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1.Temel İlkeler

- Atık personelinin forma ve çizmeleri bu iş için ayrılmış ayrı çamaşır makinelerinde yıkanır.
- Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır makinesinde bırakılmamalıdır.
- Kirli çamaşır taşıma işlemlerinde kullanılan tıbbi atık poşetlerinin uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.
- Kullanılan tüm cihazlar kullanma talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
- Tüm kullanılan cihazların günlük kontrolleri sağlanmalı meydana gelen her türlü arızanın giderilmesi için kullanan temizlik personeli tarafından İDEAL sistemi üzerinden “Arıza Bildirim Formu” düzenlenerek Teknik Servise bildirilmelidir.

4.1.2.Toplama ve taşıma

- Kirli çamaşırlar toplanmadan önce maske ve eldiven gerekliyse önlük giyilir.
- Kan ve sekresyonla kirlenmiş çamaşırlar sızıntı olmayacak şekilde kırmızı atık torbasına koyularak çamaşırhaneye götürülür.
- Çamaşırlar silkenmeden toplanarak, patojenlerin havaya karışmasına engel olunmalıdır.

4.1.3.Ayrıştırma

- Her çamaşır toplama sonrasında renklerine, kumaş türüne, bulaşıcı hastalık taşıma riskine göre ayrıştırma işlemi yapılır. Belirlenen makinede yıkanır. Ayrıştırma esnasında oluşan tıbbi atık poşetlerinin uygun bir şekilde bertarafı sağlanır.

4.1.4.Yıkama

- Tüm çamaşırlar “Çamaşırhanede Kirli Çamaşırları Yıkama Programı”na göre yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
- HIV, HBC, Vs. bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara temas etmiş ve tıbbi atık toplayan personelin koruyucu kıyafetleri 60 C °de 1 saat yıkanır.
- Yıkama işleminin antimikrobiyal aktivitesi, mekanik, termal ve kimyasal faktörlerin kombinasyonundan oluşur. Çamaşırların suyla muamelesi, mikroorganizmaların önemli miktarını uzaklaştırır. Sabun ve deterjanlar kirleri geçici olarak uzaklaştırma fonksiyonuna

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: OH.PR.01	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO:01	REVİZYON TARİHİ: 09.10.2024	SAYFA NO: 2 / 2

sahiptir ve aynı zamanda mikrobiyodisal (mikrop öldürücü) özellikleri açığa çıkarma fonksiyonu görürler.

- Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapılmalıdır.
- Yıkanmış olan çamaşırlar, çamaşır yıkama makinesinde bırakılmamalıdır.
- Tablo 1.'de çamaşırları yıkama programları belirtilmiştir.

Tablo 1. Çamaşırhanede Kirli Çamaşırları Yıkama Programı

Yıkanacak Malzemenin Adı	Isı	Yıkama Programı	Öneriler
Çarşaf, yastık kılıfları, nevresimler	70-80°C	Ön yıkama programı ile diğer çamaşırlardan ayrı yıkanmalı	Kurutma, kurutma makinesinde olmalı ve mümkünse silindir ütü ile ütülenmeli
Perde, battaniyeler	30-40°C	Narin yıkama programında yıkanmalı	Düşük dereceli kurutucularda kurutulmalı
Temizlikte kullanılan temizlik bezleri/moplar	71°C'de 25 dakika	Temizlik bezi/mop için ayrılmış makinede yıkanmalı	Kurutma, kurutma makinesinde olmalı
Yıkanan tüm çamaşırlar süreyle 80 C °de 20 dakika süreyle kurutulması sağlanır.			

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

OH.FR.14 ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU

OH.TL.09 ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI